

ISTRUZIONI PER PRELIEVO E SPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI PER TEST GENETICI**CAMPIONI BIOLOGICI**

Possono essere inviate a scelta una delle seguenti matrici:

Sangue in EDTA – MATRICE DI ELEZIONE: almeno 1 ml avendo cura di agitare immediatamente la provetta per inversione. Conservare il campione refrigerato fino al momento della spedizione.

2 TAMPONI/BRUSH: strofinare vigorosamente sulle gengive a livello di colletto (tenere separato il soggetto da testare da eventuali altri cani almeno 3 ore prima del prelievo); in alternativa è possibile pungere la gengiva o il padiglione auricolare e raccogliere il sangue con il tampone/brush

Informazione importante relativa a tamponi/brush spediti per analisi genetiche: Si avvisa la gentile clientela che in caso di invio di tamponi o citobrush i tempi di refertazione potranno subire prolungamenti. Nel caso in cui il laboratorio richieda di inviare nuovamente il campione, la prima ripetizione dell'analisi richiesta sarà effettuata gratuitamente. Dalla seconda ripetizione sarà imputato l'intero costo dell'analisi.

IDENTIFICARE IL CAMPIONE BIOLOGICO

N.B.: IMPORTANTISSIMO! Identificare la provetta di sangue EDTA o i tamponi/brush in modo inequivocabile, possibilmente prima di eseguire il prelievo in modo da evitare confusione e scambi di campioni in caso di campionamenti multipli.

COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA

Compilare l'apposito modulo di richiesta esami per ciascun campione biologico da inviare. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal veterinario e dal proprietario. Barrare la richiesta esame corrispondente. Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.genefast.com o richiesto all'indirizzo info@genefast.com

PACKAGING ED INVIO DEI CAMPIONI

I campioni devono essere inviati il prima possibile al laboratorio tramite corriere convenzionato o posta prioritaria.

Il campione biologico (**provetta o tampone/brush**) deve essere avvolto da materiale assorbente e posto in **contenitore secondario** a tenuta (busta a tenuta o contenitore con tappo a vite). Il contenitore secondario deve essere posto all'interno di un **contenitore terziario** in materiale isolante tipo scatola di polistirolo oppure nella classica busta gialla con materiale antiurto.

All'interno oltre al campione inserire:

1 il modulo richiesta esami compilato e sottoscritto dal veterinario e proprietario per ciascuno degli animali

2 attestazione di pagamento, comprensivo della spedizione se si usufruisce del corriere convenzionato del laboratorio

3 copia della tessera associativa al CIL in corso

Il corriere convenzionato con il laboratorio è Gls-Executive; il cliente che intende avvalersi della convenzione del laboratorio Genefast deve indicare sulla lettera di vettura PORTO ASSEGNATO e dovrà pagare, insieme al costo del deposito del campione biologico, un costo aggiuntivo per la spedizione pari a 7,93 euro (per Sardegna e Sicilia 10,37 euro) IVA inclusa.

SPEDIRE TRAMITE CORRIERE (l'ultimo giorno utile per la spedizione è il giovedì) oppure TRAMITE POSTA PRIORITARIA (si consiglia di spedire nei primi giorni della settimana e comunque non oltre il mercoledì)

A: GENEFAST, Via Castelfranco 17/D 40053 Bazzano Bologna tel: 051/833404